

بازنگری: ----	کدمدرک: WI-RB-6053	عنوان مدرک: دستورالعمل اجرایی دستگاه یخ ساز ۷۰ کیلویی AF80 مدل SCOTMAN	 <p>دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان واحد پزشکی</p>
------------------	------------------------------	---	--

۱-هدف: تولید یخ پودری

۲-دامنه عملکرد: یخساز ۷۰ کیلویی پودری اسکاتمن دستگاهی است که با استفاده از کندانسور هوای خنک در بهترین شرایط آب و هوایی و همچنین بهترین شرایط قرار گیری دستگاه ۷۰ کیلو یخ در روز را تولید میکند و بهترین دما برای نگه داری این دستگاه تا ۲۱ درجه ی سانتی گراد میباشد

تسهیل و افزایش سرعت در روند انجام کارهای تحقیقاتی مثل استخراج DNA

۳-روش کار: دستگاه را به برق متصل کنید و منتظر بمانید تا یخ تولید شود . بعداز پایان کار و برداشت یخ مورد نیاز. دوشاخه را از پریز جدا کنید.

۴-ایمنی: جهت نگه داری کلیه ی دستگاههای یخساز باید از ۳۰ تا ۵۰ سانت دستگاه با اطرافش فاصله داشته باشد. دستگاه به هیچ وجه جابجا نگردد.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده:	تأیید کننده: دکتر کریمی	تهیه کننده: خانم فهرمانی
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت:مدیر گروه	سمت: کارشناس آزمایشگاه
شماره صفحه:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: