

۱- هدف: ورتکس ها دستگاه هایی هستند که با استفاده از تولید گرداب، نمونه های مایع را برای لرزش ملایم تا برنامه های اختلاط با سرعت بالا تحریک می کنند.

۲- دامنه عملکرد: برای مخلوط کردن نمونه های آزمایشگاهی طراحی شده است.

۳- مسئولیت: مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

- دستگاه را به برق وصل کنید.
- جهت ورتکس نمونه خود را در جایگاه مد نظر قرار دهید.
- با فشار دادن نمونه در جایگاه دستگاه شروع به کار خواهد کرد.
- در پایان دستگاه را از برق بکشید.
- ۵- ایمنی کار با دستگاه:
  - مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی ورتکس نمایید.

۶- نحوه نگهداری:

- جهت تمیز کردن دستگاه الکل ۷۰ درصد توصیه می شود.
- دستگاه را در محل خشک نگهداری نمایید.
- نظافت سطوح خارجی و داخلی تجهیزات باید به صورت هفتگی انجام شود.
- اگر مواد خطرناک بیولوژیکی روی تجهیزات یا داخل آن ریخته شده است، در صورت نیاز، روش های ضد آلودگی مناسب را انجام دهید.

تهیه کننده: فائزه شمس	تأیید کننده: دکتر فرید عزیزی جلیلیان	تصویب کننده:	تاریخ اجرا:
سمت: کارشناس آزمایشگاه	سمت: هیات علمی (مدیر گروه)	سمت:	تاریخ بازنگری:
تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	شماره صفحه: